

LABORATORIO DI NEUROFISIOLOGIA

CREDENZIALI DISPOSITIVI

	NEUROFISIO1	NEUROFISIO2
Account	Lab_neurofisio	Neurofisiologia
Password	Lab_neurofisio2023	neurofisio

UTILIZZO DI NEUROFISIO 1

- Una volta acceso il computer, fare il login sull'account **Lab_neurofisio**, utilizzando la password **Lab_neurofisio2023**
- Il monitor sopra il computer è identificato come "Schermo 1", l'altro monitor come "Schermo 2". **Lo schermo principale è lo "Schermo 2"**
- Per cambiare la configurazione degli schermi (schermo principale, duplicare schermi, etc), premere tasto dx sul desktop e selezionare "Impostazioni schermo"
- Dopo aver usato il computer, controllare sempre di aver ripristinato le impostazioni originarie -GRAZIE!-

UTILIZZO BIOPAC E IMOTIONS

- Settare Biopac (inserire e/o spostare cavi) prima di accendere lo strumento
- Accendere lo strumento dal pulsante "Power" posizionato sul lato posteriore. La luce verde fissa indica la corretta accensione del Biopac
- Prima di accendere iMotions, controllare sempre che **data e ora** del pc siano impostate correttamente. Per impostare data e ora, andare su *Start > Impostazioni > Data/ora e Lingua > Imposta la data e l'ora manualmente > modifica*
- Aprire **iMotions 8.2**. Se il Biopac è già acceso, tutti i canali dovrebbero connettersi automaticamente ed essere pronti per registrare (cliccare "*Sensor preview*" per verificare se i segnali sono adeguati). Se ciò non dovesse avvenire ("*Device missing or turned off*"), andare su *Preferences > Reconnect Sensors*
- Per iMotions, il "Primary screen" corrisponde allo schermo principale del computer (**Schermo2**).
- Di default, gli stimoli verranno presentati sul "Secondary screen" (**Schermo 1**). PER CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DI PRESENTAZIONE andare su *Preferences > Global Settings > Slide Show > Use Primary screen*
- Dopo aver usato iMotions, controllare sempre di aver ripristinato le impostazioni originarie
- **ATTENZIONE: ogni volta che si desidera togliere o aggiungere un cavo per la registrazione dal Biopac, assicurarsi prima di aver spento lo strumento!**

Biopac con luce arancione lampeggiante

- se ancora non aperto iMotions, aprire iMotions
- se persiste con iMotions aperto, procedere con *Reconnect sensors*
- se persiste, spegnere e riaccendere Biopac e iMotions

SPEGNIMENTO BIOPAC E IMOTIONS

- Al termine dell'utilizzo, prima di spegnere il Biopac, stoppare l'utilizzo di tutti i canali di registrazione
- **Solo allora**, spegnere il Biopac dal pulsante "Power"

